

Anticorpo Policlonais Anti-Mettl7A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H8H3

Número do item: CM0030669

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra METTL7A validado para aplicações WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a tiol metiltransferase envolvida na modificação de lncRNA e na biologia de gotas lipídicas. Ideal para pesquisa em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	METTL7A Rabbit pAb
Observações/Alias	AAMB; AAM-B; METTL7A
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	25840
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-244 da METTL7A humana (NP_054752.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H8H3
Peso da Proteína	28kDa
Transporte	Saco de gelo