

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mettl7B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Ux53

Número do item: CM0027927

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o METTL7B humano (TMT1B), uma tior S-metiltransferase. Adequado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo hepático e metiltransferases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	METTL7B Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALDI; METTL7B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	196410
GeneID	196410
Imunogênio	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 165-244 do METTL7B humano (NP_689850.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6UX53
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo