

Anti-Mettl8 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9H825

Número do item: CM0022542

introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para METTL8 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de modificação de tRNA mitocondrial e cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	METTL8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TIP; METTL8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79828
ID do Gene	79828
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do METTL8 humano (NP_001308089.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H825
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco com gelo