

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mettl9 Para Wb, Elisa - Q9H1A3

Número do item: CM0020403



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra METTL9 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para estudar a metilação de histidina proteica e alvos com motivo HxH.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	METTL9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DREV; PAP1; DREV1; CGI-81; hMETTL9; METTL9
Espécie	Humano
GeneID	51108
Imunógeno	Proteína recombinante de METTL9 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H1A3
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de Gelo