


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mevalonato Quinase (Mvk) Para Wb, Elisa - Q03426

Número do item: CM0002180



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à mevalonato quinase humana (MVK, MK, LRBP), validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisas sobre biossíntese de colesterol, metabolismo de esteróis e vias de doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-MVK
Observações/Alias	MK; LRBP; MVLK; POROK3; MVK
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4598
ID do Gene	4598
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 297-396 da MVK humana (Q03426)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q03426
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo