


Anticorpo Policlonal Anti-Mex3D Para Wb, Elisa - Q86Xn8

Número do item: CM0021563



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína humana de ligação a RNA MEX3D. Validado para western blot e ELISA, com reatividade cruzada confirmada para camundongo. Adequado para pesquisa em regulação pós-transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEX3D Coelho pAb
Observações/Apelido	MEX3; TINO; RKHD1; MEX-3D; RNF193; OK/SW-cl.4; MEX3D
Espécie	Humano
GeneID (humano)	399664
GeneID	399664
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 do MEX3D humano (NP_976049.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q86XN8
Peso Proteico	65kDa
Envio	Bolsa de Gelo