

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mfap5 Para Wb, Elisa - Q13361

Número do item: CM0022036

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à proteína 5 associada a microfibrilas humana (MFAP5), ideal para aplicações de Western blotting e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Suporta estudos em hematopoiese, integridade cardiovascular e microfibrilas associadas à elastina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MFAP5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AAT9; MP25; MAGP2; MAGP-2; MFAP-5; MFAP5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8076
GeneID	8076
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 73-173 da MFAP5 humana. (NP_003471.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13361
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo