

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mff (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Gzy8

Número do item: CM0029138

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MFF humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta MFF endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de fissão mitocondrial e divisão de organelas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MFF Rabbit pAb
Observações/Alias	EMPF2; GL004; C2orf33; MFF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56947
GeneID	56947
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do MFF humano (NP_064579.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZY8
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo