

Anticorpo Monoclonal Anti-Mfg-E8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q08431

Número do item: CM0010273

introdução

mAb de Coelho MFG-E8 validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Alvo lactadherina (Q08431), um fator 8 de globula de gordura do leite-EGF envolvido no clearance de células apoptóticas, angiogênese e cicatrização de mucosa. Ideal para pesquisas sobre câncer e fertilização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho MFG-E8
Observações/Apelido	BA46; HMFG; MFGM; SED1; hP47; EDIL1; MFG-E8; SPAG10; OAcGD3S; HsT19888
Espécie	humano
GeneID (humano)	4240
GeneID	4240.0
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 231-387 do MFG-E8 humano (NP_005919.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08431
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco com gelo