

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Mfge8 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q08431

Número do item: CM0017758

introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho anti-MFGE8 validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA, com reação cruzada com humano, camundongo e rato. Para pesquisa em apoptose, angiogênese, cicatrização da mucosa e interação de gametas. Imunógeno: aa 1-200; ~43 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MFGE8 Rabbit pAb
Observações/Alias	BA46; HMFG; MFGM; SED1; hP47; EDIL1; MFG-E8; SPAG10; OAcGD3S; HsT19888; MFGE8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4240
ID do Gene	4240
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da MFGE8 humana (NP_005919.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08431
Peso da Proteína	43 kDa
Envio	Saco de gelo