

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mfi2 (Melanotransferrina) Para Wb, Fc, Elisa - P08582

Número do item: CM0004549



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à melanotransferrina humana (MFI2/CD228), adequado para WB, FC e ELISA. Reage de forma cruzada com rato. Ideal para pesquisa em metabolismo do ferro e melanoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho MFI2
Observações/Apelido	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4241
GeneID	4241
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-708 do MFI2 humano (NP_005920.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P08582
Peso Proteico	32kDa/80kDa
Envio	Bolsa de gelo