

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mfi2 (Melanotransferrina) Para Wb, If/Icc, Elisa - P08582

Número do item: CM0027107



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MFI2 humano (melanotransferrina, CD228). Validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa em transporte de ferro e melanoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MFI2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4241
GeneID	4241
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-200 do MFI2 humano (NP_201573.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08582
Peso Proteico	80kDa
Envio	Saco de gelo