

Anticorpo Policlonal Anti-Mfsd2A Para Wb, Elisa - Q8Na29

Número do item: CM0020407



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MFSD2A humano, validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre a barreira hematoencefálica e o transporte de lipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MFSD2A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NLS1; MFSD2; MCPH15; SLC59A1; HsMFSD2A; NEDMISBA; MFSD2A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	84879
GeneID	84879
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência dentro dos aminoácidos 464-543 de MFSD2A humano (NP_001129965.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NA29
Peso da proteína	60 kDa
Transporte	Bolsa de gelo