


Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Mfsd2A Para Wb, Elisa - Q9Da75

Número do item: CM0019484



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a Mfsd2a (NLS1), um simportador dependente de sódio de lisofosfatidilcolina essencial para a função da barreira hematoencefálica e o transporte de DHA. Validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho anti-Mfsd2a
Observações/Alias	NLS1; Mfsd2; 1700018018Rik; Mfsd2a
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	84879
ID do Gene	76574
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-245 da Mfsd2a de camundongo (NP_083938.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9DA75
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo