

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mfsd2A/Nls1 Para Wb, Elisa - Q8Na29

Número do item: CM0006182



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho visando MFSD2A/NLS1 humano (transportador de lisofosfatidilcolina dependente de sódio 1). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos da barreira hematoencefálica e transporte de lipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MFSD2A/NLS1 Coelho mAb
Observações/Alias	NLS1; MFSD2; MCPH15; SLC59A1; HsMFSD2A; NEDMISBA; MFSD2A/NLS1
Espécie	Humano
GeneID	84879
Imunógeno	Proteína recombinante de MFSD2A/NLS1 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NA29
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo