


Anticorpo Policlonal Anti-Mgam Para Wb, Elisa - 043451

Número do item: CM0021730



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a maltase-glucoamilase (MGAM) humana, validado para Western blot e ELISA. O alvo é uma enzima de borda em escova de 312 kDa envolvida na digestão do amido. Ideal para pesquisa intestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MGAM Coelho pAb
Observações/Apelido	MG; MGA; MGAM
Espécie	Humano
ID do Gene	8972
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 860-1090 da MGAM humana (NP_004659.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43451
Peso da Proteína	312kDa
Envio	Saco de gelo