

Anticorpo Policlonal Anti-Mgat1 Para Wb, Elisa - P26572

Número do item: CM0014554

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à MGAT1 (GNT-I), ideal para aplicações de WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com amostras humanas e de rato. Ferramenta essencial para estudar a biossíntese de N-glicanos e a função do Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MGAT1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GnTI; MGAT; GLCT1; GLYT1; GNT-1; GNT-I; GLCNAC-TI; MGAT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4245
GeneID	4245
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da MGAT1 humana (NP_002397.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P26572
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de Gelo