

Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Mgat2 Para Wb E Elisa - Q10469

Número do item: CM0026843



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MGAT2 humano (GlcNAc-T II), essencial para a N-glicosilação de proteínas, validado em WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa em glicobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MGAT2 Rabbit pAb
Observações/Alias	GNT2; CDG2A; CDGS2; GNT-II; GLCNACTII; MGAT2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4247
ID do Gene	4247
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 178-447 do MGAT2 humano (NP_002399.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonares
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q10469
Peso da Proteína	52kDa
Transporte	Saco de gelo