

Anticorpo Monoclonal Anti-Mgat3 Para Wb, Elisa - Q09327

Número do item: CM0006714

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MGAT3 (GNT-III) humano, validado para Western Blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para estudos de biossíntese de glicoproteínas e ramificação de N-glicanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MGAT3 Rabbit mAb
Observações/Alias	GNT3; GNT-III; MGAT3
Espécie	Humano
ID do Gene	4248
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 381-480 do MGAT3 humano (NP_002400.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q09327
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo