

Anticorpo Policlonal Anti-Mgat3 Para Wb E Elisa - Q09327

Número do item: CM0027264

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MGAT3 humano (GNT-III) validado para Western blot e ELISA. Detecta MGAT3 em amostras humanas, de camundongo e de rato; envolvido na biossíntese de N-glicanos e regulação da adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MGAT3 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	GNT3; GNT-III; MGAT3
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4248
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 364-533 do MGAT3 humano (NP_002400.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q09327
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo