

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mgat4A Para Wb, Elisa - Q9Um21

Número do item: CM0017852



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MGAT4A humano (GNT-IVA), validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar glicosilação, transporte de glicose e função das células beta pancreáticas. Reage cruzado com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MGAT4A Rabbit pAb
Observações/Alias	GNT-IV; GnT-4a; GNT-IVA; MGAT4A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11320
GeneID	11320
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-100 do MGAT4A humano (NP_036346.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UM21
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de gelo