

Anticorpo Policlonal Anti-Mgea5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60502

Número do item: CM0029644



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MGEA5/OGA humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar O-GlcNAcilação e doenças relacionadas. Ideal para aplicações de diagnóstico e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MGEA5 Coelho pAb
Observações/Apelido	MEA5; MGEA5; NCOAT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10724
ID do Gene	10724
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 380-580 do MGEA5 humano (NP_001135906.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60502
Peso Proteico	103kDa
Envio	Saco de Gelo