

Anticorpo Monoclonal Anti-Mgea5/Oga Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60502

Número do item: CM0005046



introdução

Anticorpo monoclonal Anti-MGEA5/OGA validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de O-GlcNAcase e desenvolvimento de ensaios IVD. Fornecido pela plataforma abrangente de suprimento de matérias-primas IVD da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] mAb de Coelho MGEA5/OGA
Observações/Apelido	MEA5; MGEA5; NCOAT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10724
ID do Gene	10724
Imunogénio	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 433-633 do MGEA5/OGA humano (NP_036347.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O60502
Peso Proteico	103 kDa
Envio	Saco de gelo