

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-MgII (MagI) Para Wb, Ihc, If, Elisa - Q99685

Número do item: CM0006942



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado ao MGLL humano (MAGL, HU-K5). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo lipídico e sinalização endocanabinoide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho MGLL
Observações/Apêndice	MGL, HUK5, MAGL, HU-K5, MGLL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11343
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do MGLL humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q99685
Peso Proteico	33kDa
Transporte	Saco de Gelo