

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-MgII Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99685

Número do item: CM0029800



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a MGLL, adequado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Explore a função da monoglicerida lipase na sinalização endocanabinoide, metabolismo lipídico e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MGLL Rabbit pAb
Observações/Alias	MGL; HUK5; MAGL; HU-K5; MGLL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11343
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 11-313 da MGLL humana (NP_009214.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99685
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de gelo