


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mgmt Para Wb, Elisa - P16455

Número do item: CM0002305



introdução

O mAb de coelho MGMT é um anticorpo monoclonal de coelho específico contra a O-6-metilguanina-DNA metiltransferase humana, validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa de reparo de DNA e danos de alquilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MGMT Rabbit mAb
Observações/Apelido	MGMT; O-6-metilguanina-DNA metiltransferase
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4255
GeneID	4255
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 108-207 do MGMT humano (NP_002403.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16455
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo