


Anticorpo Monoclonal Anti-Mgmt De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16455

Número do item: CM0007160



introdução

MGMT Rabbit mAb para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece a O-6-metilguanina-DNA metiltransferase humana, uma enzima de reparo do DNA. Adequado para pesquisa em câncer e estudos de resistência a medicamentos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MGMT Rabbit mAb
Observações/Alias	MGMT; O-6-methylguanine-DNA methyltransferase
Espécie	Humana
ID do Gene	4255
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 107-207 da MGMT humana. (NP_002403.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P16455
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo