


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mgmt Para Wb E Elisa - P16455

Número do item: CM0017105



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MGMT adequado para WB e ELISA, detectando MGMT humano e de camundongo. Ideal para estudos de reparo do DNA e dos mecanismos de resistência a medicamentos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MGMT pAb de coelho
Observações/Apelido	MGMT
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	4255
ID do gene	4255
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-207 do MGMT humano (NP_002403.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P16455
Peso da proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo