

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mgp Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P08493

Número do item: CM0027027



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a proteína da matriz Gla (MGP), inibidora da formação óssea. Validado para WB, IHC-P, IF-P, ELISA; reage com humano, rato, camundongo. Adequado para pesquisa de biologia óssea e calcificação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MGP Rabbit pAb
Observações/Apelido	NTI; GIG36; MGLAP; MGP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4256
GeneID	4256
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-103 do MGP humano (NP_000891.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08493
Peso da Proteína	12kDa
Envio	