

Anticorpo Policlonal Anti-Mgrn1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O60291

Número do item: CM0024028

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à MGRN1 humana (ligase E3 de ubiquitina-proteína) para WB, IF/ICC, ELISA. Reatividade cruzada validada com camundongo e rato. Ideal para estudos de tráfego endossomal e ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MGRN1 Coelho pAb
Observações/Apelido	RNF156; MGRN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23295
GeneID	23295
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-538 da MGRN1 humana (O60291).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O60291
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo