


## Anticorpo Monoclonal Anti-Mhc Classe II (I-A/I-E) Para Fc, Elisa - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número do item: CM0011494



### introdução

Anticorpo monoclonal de rato que visa moléculas MHC Classe II (I-A/I-E) de camundongo, validado para citometria de fluxo e ELISA. Reage com camundongo, cobrindo múltiplos alvos gênicos essenciais para pesquisa em imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | MHC Classe II (I-A/I-E) Rat mAb                                                                                                                                              |
| Observações/Apelidos | Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha |
| Espécie              | Camundongo                                                                                                                                                                   |
| ID do Gene           | 14969/14961/381091/14960                                                                                                                                                     |
| Imunógeno            | Proteína recombinante                                                                                                                                                        |
| Origem               | Rato                                                                                                                                                                         |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                                                       |
| Aplicação            | FC, ELISA                                                                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada  | Camundongo                                                                                                                                                                   |
| SWISS                | P18468/P06342/Q3U060/P14435                                                                                                                                                  |
| Peso da Proteína     | 26kDa/30kDa/32kDa                                                                                                                                                            |
| Transporte           | Bolsa de gelo                                                                                                                                                                |