


Anticorpo Monoclonal Anti-Mhc De Classe Ii (I-A/I-E) Para Citometria De Fluxo - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número do item: CM0011387



introdução

Anticorpo monoclonal de rato anti-MHC de Classe II (I-A/I-E) de camundongo conjugado com , validado para citometria de fluxo. Reconhece aloantígenos I-A e I-E de camundongo. Ideal para imunofenotipagem e estudos de resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de rato anti-MHC de Classe II (I-A/I-E) de camundongo
Observações/Apelidos	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Espécie	Camundongo
ID do gene	14969/14961/381091/14960
Imunógeno	Proteína recombinante do MHC de Classe II (I-A/I-E) de camundongo
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Peso da proteína	30 kDa/32 kDa/26 kDa
Envio	Bolsa de gelo