


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mib1/Dip1 Para Wb, Elisa - Q86Yt6

Número do item: CM0025234



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MIB1/DIP1 validado para WB, ELISA; reage cruzadamente com camundongo, rato. Ataca a ligase de ubiquitina E3 na via Notch, apoptose, ciliogênese. 110 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MIB1/DIP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MIB; DIP1; ZZZ6; DIP-1; LVNC7; ZZANK2; MIB1/DIP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57534
ID do Gene	57534
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 560-860 do MIB1/DIP1 humano (NP_065825.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86YT6
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Saco de gelo