

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mib2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ax9

Número do item: CM0019274

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à MIB2 humana, uma ubiquitina ligase E3 na via de sinalização Notch. Adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de vias de ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MIB2 Rabbit pAb
Observações/Alias	ZZZ5; ZZANK1; MIB2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	142678
GeneID	142678
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-580 da MIB2 humana (NP_001164158.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96AX9
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Saco de gelo