

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Mica Para Wb, Elisa - Q29983

Número do item: CM0013609



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra MICA humano (MIC-A, PERB11.1), validado para WB e ELISA. MICA é um ligante induzido por estresse para NKG2D, envolvido na vigilância imunológica. Apresenta reatividade cruzada com humano e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MICA Rabbit pAb
Observações/Alias	MIC-A; PERB11.1; MICA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	100507436
GeneID	100507436
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q29983
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo