


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Micu1 Para Wb, Elisa - Q9Bpx6

Número do item: CM0021743



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-MICU1 de alta afinidade para WB e ELISA, reagindo com MICU1 (Q9BPX6) humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de sinalização de cálcio mitocondrial e do complexo MCU.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MICU1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CALC; EFHA3; MPXPS; CBARA1; ara CALC; MICU1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10367
GeneID	10367
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 105-255 do MICU1 humano (NP_001182447.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BPX6
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo