

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Micu2 Para Wb & Elisa - Q8Iyu8

Número do item: CM0013553



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a MICU2 humano (EFHA1), regulador da captação de cálcio mitocondrial. Validado para aplicações de WB e ELISA. Adequado para pesquisa de sinalização de cálcio e função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MICU2 Rabbit pAb
Observações/Alias	EFHA1; 1110008L20Rik; MICU2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	221154
GeneID	221154
Imunógeno	Pepetídeo sintético. Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 de MICU2 humano (NP_689939.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IYU8
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo