


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Midkine (Mdk) Para Wb, If/Icc, Elisa - P21741

Número do item: CM0018693



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Midkine (MDK) humana para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de citocinas, fatores de crescimento e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MDK Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MK; ARAP; NEGF2; MDK
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	4192
GeneID	4192
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-143 da MDK humana (NP_001012333.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21741
Peso da Proteína	16kDa
Transporte	Bolsa de gelo