

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mief1 (Mid51) Para Wb E Elisa - Q9Nqg6

Número do item: CM0015003



introdução

MIEF1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal desenvolvido em coelho contra MIEF1 humano (MID51), validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com espécies humanas e de rato. MIEF1 é uma proteína da membrana externa mitocondrial que regula a fissão/fusão, tornando este anticorpo ideal para pesquisas sobre dinâmica mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MIEF1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MID51, LOR8F8, SMCR7L, AltMIEF1, HSU79252, MIEF1-MP, dj1104E15.3, MIEF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54471
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-280 da MIEF1 humana (NP_061881.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NQG6
Peso da Proteína	51kDa
Transporte	Bolsa de gelo