

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mien1 Para Wb, Elisa - Q9Brt3

Número do item: CM0023206



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MIEN1 humana, validado para Western blot (WB) e ELISA. MIEN1 desempenha papel na migração celular e apoptose, sendo superexpressa em cânceres de mama e de próstata. Ideal para pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MIEN1 Rabbit pAb
Observações/Alias	C35, ORB3, XTP4, RDX12, C17orf37, MIEN1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	84299
GeneID	84299
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-115 da MIEN1 humana (NP_115715.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9BRT3
Peso da Proteína	12kDa
Transporte	Bolsa de gelo