

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mier1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N108

Número do item: CM0020109

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MIER1 humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reconhece MIER1 humano e de camundongo, um repressor transcripcional envolvido no silenciamento da cromatina. Ideal para pesquisa em câncer e estudos de regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MIER1 pAb de Coelho
Observações/Alias	ER1; MI-ER1; MIER1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57708
GeneID	57708
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8N108
Peso Molecular da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo