


Anticorpo Monoclonal Anti-Mif Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14174

Número do item: CM0007409



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra o MIF humano (Fator inibidor da migração de macrófagos). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, rato, rato. Desempenha um papel na resposta imune inata e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MIF Rabbit mAb
Observações/Apêndice	GIF; GLIF; MMIF; MIF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4282
GeneID	4282
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 114-199 do MIF humano (NP_002406.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P14174
Peso Proteico	12kDa
Remessa	Saco de gelo