


Anticorpo Policlonais Anti-Mif Para Wb, If/Icc, Elisa - P14174

Número do item: CM0013918



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MIF humano (fator inibidor da migração de macrófagos), validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em imunidade inata e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MIF Rabbit pAb
Observações/Alias	GIF; GLIF; MMIF; MIF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4282
ID do Gene	4282
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-115 da MIF humana (NP_002406.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14174
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Saco de gelo