

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Miip Para Wb, Elisa - Q5Jxc2

Número do item: CM0018256

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MIIP humano (IIP45) para aplicações de Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com rato. Adequado para estudos de invasão e migração de células cancerígenas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	pAb de coelho contra MIIP
Observações/Apelido	IIP45; MIIP
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	60672
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 279-388 do MIIP humano (NP_068752.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato
SWISS	Q5JXC2
Peso da proteína	43 kDa
Envio	Bolsa de gelo