


Anticorpo Coelho Pab Anti-Receptor Mineralocorticoide (Nr3C2) - P08235

Número do item: CM0029293



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o receptor mineralocorticoide (NR3C2) humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Para pesquisa de sinalização mineralocorticoide e hipertensão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Coelho pAb contra Receptor Mineralocorticoide (NR3C2)
Observações/Apelido	MR; MCR; MLR; NR3C2VIT; Receptor Mineralocorticoide (NR3C2)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4306
ID do Gene	4306
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-600 do receptor mineralocorticoide (NR3C2) humano (NP_000892.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08235
Peso Proteico	107kDa
Envio	Bolsa de gelo