

Anticorpo Policloal Anti-Miox Para Wb, If-P, Elisa - Q9Ugb7

Número do item: CM0013233



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MIOX (inositol oxigenase) humano, validado para WB, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de oxidoredutase específica do rim.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MIOX Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALDRL6; MIOX
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55586
GeneID	55586
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-285 da MIOX humana (NP_060054.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UGB7
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de gelo