

Anticorpo Policlonal Anti-Mip Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30301

Número do item: CM0029022

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MIP humano (Aquaporina-0). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre homeostase de água e adesão no cristalino.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MIP Rabbit pAb
Observações/Apelido	AQP0; LIM1; MP26; MIP26; CTRCT15; MIP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4284
GeneID	4284
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do MIP humano (NP_036196.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30301
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo