

Anticorpo Monoclonal Anti-Mipep Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99797

Número do item: CM0006547

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MIPeP validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Direciona-se à peptidase intermediária mitocondrial (Q99797), sendo ideal para estudos de processamento de proteínas mitocondriais e doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MIPeP Rabbit mAb
Observações/Alias	MIP; HMIP; COXPD31; MIPeP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4285
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 511-713 da MIPeP humana (NP_005923.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99797
Peso da Proteína	81kDa
Transporte	Saco de gelo