

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mipep Para Wb, Elisa - Q99797

Número do item: CM0013367

introdução

MIPEP pAb de coelho validado para WB e ELISA, reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Alvo a peptidase intermediária mitocondrial (81 kDa), adequado para pesquisa de processamento de proteínas mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MIPEP pAb de Coelho
Observações/Alias	MIP; HMIP; COXPD31; MIPEP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4285
GeneID	4285
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 511-713 da MIPEP humana (NP_005923.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99797
Peso Molecular da Proteína	81kDa
Envio	Bolsa de gelo