

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mitd1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wv92

Número do item: CM0023949



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MITD1 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta uma proteína de 29 kDa envolvida na citocinese e abscisão. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MITD1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MITD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	129531
ID do Gene	129531
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WV92
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo